

BADANIACH BIEGŁOŚCI (PT)
W ZAKRESIE SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI MYKOPLAZMOZY DROBIU
W 2020 ROKU.

INSTUKCJA POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI

Szanowni Państwo!

Biorą Państwo udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości (PT) w zakresie serologicznej diagnostyki mykoplazmozy drobiu w 2020 roku.

W ramach drugiej tury badań biegłości (PT) przekazujemy Państwu 6 próbek surowic oznaczonych od „A” do „F”. Badania PT należy wykonać możliwie najszybciej od chwili przyjęcia próbek do Laboratorium.

Sposób postępowania z próbkami:

- dostarczone próbki surowic powinny być przechowywane do momentu badania w temperaturze 2-8°C (nie zamrażać)

- **badanie powinno być wykonane w ciągu 5 dni od otrzymania próbek**

- każda próbkę należy zbadać w dwóch powtórzeniach.

Test SPA i ELISA należy wykonać według procedur wykonywanych w Państwa laboratorium.

Uzyskane wyniki należy raportować przez portal e-klient dostępny w systemie eklient.piwet.pulawy.pl po zalogowaniu Uczestnika, w zakładce **Badania biegłości** w **nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 roku.**

Sprawozdanie z badań biegłości będzie dostępne w w/w miejscu w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Życzymy powodzenia !!!