

Badania biegiwości, PIWet - PIB, ZHZ, Puławy, Runda II / 2019

(OZNACZANIE PUNKTU ZAMARZANIA MLEKA)

Instrukcja przygotowania próbek do badań i wykonania oznaczeń

- 1. Badania** należy wykonać w dniu otrzymania przesyłki z próbkami, tj. w **dn. 26.09.2019 r.** (wysyłka w **dn. 25.09.2019 r. [środa]**).

Raportowanie wyników następuje poprzez portal e-klient dostępny po zalogowaniu pod adresem: www.eklient.piwet.pulawy.pl przed upływem terminu, wskazanego w § 6 Regulaminu uczestnictwa w Programie badań biegiwości (do **dn. 4.10.2019 r.**). Uczestnik otrzymuje pod wskazany podczas rejestracji adres e-mail **potwierdzenie wysłania wyników** do Organizatora.

Uczestnik zobowiązany jest do odesłania Organizatorowi znajdującego się w przesyłce **rejestratora temperatury** w ciągu **24 godzin** od otrzymania próbek, w załączonej kopercie zwrotnej. **Nieodesłanie rejestratora skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł brutto** zgodnie z § 9. pkt. 1 Regulaminu.

- 2. Oznaczanie punktu zamarzania (PZ)** należy wykonać w próbkach oznaczonych symbolami **P₁** i **P₂** (próbki mleka 40 ml, schłodzone do temp. **3⁰ C ± 2⁰ C**). Postępować z próbkami jak przy rutynowych badaniach mleka surowego. Z każdej próbki **P₁** i **P₂** wykonać **2 równoległe oznaczenia**. Wyniki podać w ⁰C.